



Table des codes

Code	Description	Page
120	corps diffusif blanc	A5, A8
120-1	corps diffusif bleu	A5, A8
120-2	corps diffusif jaune	A5
120-3	corps perméatif en membrane siliconique	A5
121	plaque de support	A5, A8
122	adaptateur vertical	B1, B3
122-1	adaptateur à encastrer	A8
123-	radiello-prêt-à-l'usage	A8
124-1	bouchon de fermeture du corps diffusif	A8
124-2	boites plastique pour le radiello prêt-à-l'usage	A8
125	échantillonneur de gazes et vapeurs anesthésiques	L1
126	thermomètre et data logger	B3
127	lecteur de température avec adaptateur port serielle et software	B3
130	cartouche adsorbante en charbon actif	D1
132	cartouche adsorbante de gazes et vapeurs anesthésiques	L1
145	cartouche adsorbante en charbon graphité	E1
147	cartouche adsorbante en Tenax	M1
165	cartouche chimiadsorbante pour aldéhydes	C1
166	cartouche chimiadsorbante pour NO ₂ et SO ₂	F1
168	cartouche chimiadsorbante por NH ₃	I1
169	cartouche adsorbante pour HCl	J1
170	cartouche chimiadsorbante pour H ₂ S	H1
171	solution d'étallonage pour H ₂ S	B4, H2
172	cartouche chemiadsorbente pour ozone	G1
175	cartouche vide filet acier inoxydable 100 mesh, diamètre 5,9 mm	B6
176	cartouche vide filet acier inoxydable 100 mesh, diamètre 4,9 mm	B6
177	cartouche vide filet acier inoxydable 3x8 µm, diamètre 4,9 mm	B6
190	étiquette autoadhésive code barres	A5, B6
195	clip à accrocher	B6
196	abri contre les intempéries	B1
198	bande à accrocher pour l'abri	B2, B6
199-1	éprouvette vide en verre avec bouchon	B6
199-2	éprouvette vide en plastique avec bouchon	B6
302	solution d'étallonage pour aldéhydes	B4, C3
405	set d'étallonage BTEX, désorbés par CS ₂	B5
406	set d'étallonage COV pour les lieux de travail	B5
407	set d'étallonage BTEX, thermiquement désorbés	B5